

# APÓSITO SACRAL DE ESPUMA Y CAPA DE SILICONA, POLYDERM GTL

**CODIGO ROYALMED: 46-957**

**MARCA: DEROYAL**

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	Apósito de espuma para sacro con capa de contacto de silicona Polyderm GTL™ para manejo de heridas moderadas a muy exudadas. (18.3cm x 18.3cm)
	Hecho de espuma de poliuretano no adherente, altamente absorbente y sin pelusas.
	La capa de contacto forma una unión/sellado suave entre el apósito y la piel, que garantiza que el fluido sea absorbido por la espuma para ayudar a proteger contra la maceración.
	Ideal para heridas dolorosas que requieren protección y amortiguación. Protege el tejido de granulación para una curación efectiva. Apósito primario o secundario
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	50 Unidades por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

